

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**«Мультипараметрическая Интеллектуальная Система Анализа
физиологических показателей (МИСА)»**

(для проведения экспертной проверки)

Нижний Новгород, 2026

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.....	3
2.1. Требования к аппаратному обеспечению сервера.....	3
2.2. Требования к программному обеспечению сервера.....	4
2.3. Сетевые требования.....	4
3. ПОДГОТОВКА СЕРВЕРА К УСТАНОВКЕ.....	4
3.1. Обновление пакетной базы операционной системы.....	4
3.2. Установка системы контейнеризации <i>Docker</i> и <i>Docker Compose</i>	4
3.3. Проверка установки <i>Docker</i>	5
3.4. Создание рабочего каталога для размещения ПО.....	5
4. ПОЛУЧЕНИЕ ДИСТРИБУТИВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	5
5. НАСТРОЙКА ПЕРЕМЕННЫХ ОКРУЖЕНИЯ.....	5
5.1. Создание файла конфигурации переменных окружения:.....	5
5.2. Редактирование файла <i>.env</i> :.....	5
5.3. Пример содержимого файла <i>.env</i> для тестовой среды:.....	6
6. РАЗВЁРТЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ <i>DOCKER COMPOSE</i>	7
7. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ.....	7
8. УЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ ПРОВЕРКИ.....	7
9. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ И ДОСТУПА.....	8
10. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ.....	9
11. КОНТАКТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.....	10
12. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных»;
- Методических рекомендаций по работе с Федеральной государственной информационной системой «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (раздел 2.1.4);
- ГОСТ 19.101-77 «Единая система программной документации. Виды программ и программных документов».

1.2. Инструкция содержит пошаговое описание действий по установке, настройке и развёртыванию программного обеспечения **«Мультипараметрическая Интеллектуальная Система Анализа физиологических показателей (МИСА)»** (далее – ПО) в тестовой среде для проведения экспертной проверки.

1.3. ПО предназначено для автоматизированного анализа variability сердечного ритма и функционирует в режиме размещения на инфраструктуре правообладателя с предоставлением доступа внешним пользователям посредством защищённого интерфейса прикладного программирования.

1.4. Установка ПО осуществляется путём развёртывания контейнеризированного приложения на сервере под управлением операционной системы семейства Linux.

2. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

2.1. Требования к аппаратному обеспечению сервера

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
----------	-------------	---------------

	требования	требования
Процессор	x86_64, 2 ядра	x86_64, 4 ядра
Оперативная память	4 гигабайта	8 гигабайт
Дисковое пространство	20 гигабайт	50 гигабайт
Сетевой интерфейс	100 Мбит/с	1 Гбит/с

2.2. Требования к программному обеспечению сервера

- Linux (Debian 11+ / Ubuntu 22.04 LTS)
- Docker Engine 24.0+
- Docker Compose 2.20+

2.3. Сетевые требования

- Открытые порты: **80 (HTTP)** и/или **443 (HTTPS)** – для веб-интерфейса администратора и API

3. ПОДГОТОВКА СЕРВЕРА К УСТАНОВКЕ

3.1. Обновление пакетной базы операционной системы

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3.2. Установка системы контейнеризации Docker и Docker Compose

```
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
```

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor  
-o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)
```

```
signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
```

```
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/docker.list
```

```
sudo apt update && sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io  
docker compose-plugin
```

```
sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker
```

3.3. Проверка установки Docker

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

3.4. Создание рабочего каталога для размещения ПО

```
sudo mkdir -p /opt/misa
```

```
sudo chown $USER:$USER /opt/misa
```

```
cd /opt/misa
```

4. ПОЛУЧЕНИЕ ДИСТРИБУТИВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1. Дистрибутив предоставляется в виде архива .zip Скопируйте архив на сервер и распакуйте:

```
# Пример для архива с именем misa.zip
```

```
unzip misa.zip -d /opt/misa
```

4.2. В распакованном архиве содержится:

- app/ – исходный код
- alembic/, alembic.ini – миграции БД
- nginx/nginx.conf – конфигурация reverse proxy
- Dockerfile, docker compose.yml – контейнеризация
- .env.example
- requirements.txt – зависимости Python
- model.enc

5. НАСТРОЙКА ПЕРЕМЕННЫХ ОКРУЖЕНИЯ

5.1. Создание файла конфигурации переменных окружения:

```
cp .env.example .env
```

5.2. Редактирование файла .env:

nano .env

5.3. Пример содержимого файла .env для тестовой среды:

ini

Database

POSTGRES_HOST=postgres

POSTGRES_PORT=5432

POSTGRES_USER=postgres

POSTGRES_PASSWORD=HRvTestPass001

POSTGRES_DB=hrvdb

DATABASE_URL=postgresql://postgres:HRvTestPass001@postgres:5432/hrvdb

JWT

SECRET_KEY=testsecretkeyforexpertreview2026

ALGORITHM=HS256

ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=1440

Model

MODEL_KEY=-0wZOyFvqpFcyQGHkfLIU7HO5-hg19h_-Szvt1DWRa8=

MODEL_PATH=model.enc

Storage

ANALYSES_STORAGE_PATH=/app/storage/analyses

Logging

LOG_LEVEL=INFO

LOG_JSON=false

CORS

BACKEND_CORS_ORIGINS=["*"]

6. РАЗВЁРТЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ DOCKER COMPOSE

6.1. Запуск контейнеров:

`docker compose up -d`

6.2. Проверка статуса контейнеров:

`docker compose ps`

Ожидаемый результат: все три сервиса (postgres, app, nginx) должны иметь статус "Up".

6.3. Применение миграций базы данных:

`docker compose exec app alembic upgrade head`

6.4. Инициализация начальных данных:

`docker compose exec app python -c "from app.seed import run_seeders; run_seeders()"`

6.5. Проверка логов приложения:

`docker compose logs -f app`

7. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

7.1. Проверка доступности веб-интерфейса

Открыть в браузере адрес:

<http://<IP-адрес-сервера>>

7.2. Проверка точки здоровья (health check):

`curl http://localhost/health`

Ожидаемый ответ:

Json

`{"status": "ok"}`

7.3. Проверка доступности документации API:

Swagger UI: <http://<IP-адрес-сервера>/docs>

ReDoc: <http://<IP-адрес-сервера>/redoc>

8. УЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ ПРОВЕРКИ

8.1. Учётная запись администратора (создаётся автоматически при инициализации):

Параметр	Значение
Адрес электронной почты	admin@example.com
Пароль	admin123
Роль	ADMIN

Внимание: После первой авторизации рекомендуется сменить пароль администратора.

8.2. Доступ к интерфейсу прикладного программирования:

Аутентификация осуществляется двумя способами:

Способ	Параметр	Пример
JWT-токен	Заголовок Authorization	Bearer <токен>
API-ключ	Заголовок X-API-Key	<ключ>

8.3. Получение JWT-токена:

```
curl -X POST http://localhost/api/v1/auth/login \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"email":"admin@example.com","password":"admin123"}'
```

8.4. Пример запроса к API с токеном:

```
curl -X GET http://localhost/api/v1/auth/me \  
-H "Authorization: Bearer <полученный_токен>"
```

9. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ И ДОСТУПА

9.1. Модель развёртывания

ПО функционирует как saas решение. Доступ к функционалу осуществляется посредством:

- Веб-интерфейса администратора (для управления пользователями и настройки системы);

- http запросов к API приложения.

9.2. Отсутствие пользовательского интерфейса:

Графический пользовательский интерфейс предназначен для административных задач. Конечные пользователи взаимодействуют с системой через API.

9.3. Отсутствие средств активации:

ПО не использует технические средства активации, лицензионные ключи или механизмы привязки к оборудованию. Доступ контролируется посредством токенов аутентификации.

10. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

10.1. Контейнеры не запускаются:

```
docker compose down
```

```
docker compose up -d
```

```
docker compose logs
```

10.2. Ошибка подключения к базе данных:

Проверить параметры в файле .env:

```
cat .env | grep POSTGRES
```

10.3. Ошибка миграций:

```
docker compose exec app alembic downgrade -1
```

```
docker compose exec app alembic upgrade head
```

10.4. Недостаточно дискового пространства:

```
docker system prune -a
```

```
df -h
```

11. КОНТАКТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

11.1. Для консультации по процессу развёртывания и настройки экземпляра ПО:

Канал	Контакт
Электронная почта	otl@pimunn.net

11.2. Режим работы службы поддержки:

Понедельник – Пятница: с 09:00 до 18:00 (по московскому времени)

Перерыв: с 13:00 до 14:00

Срок реакции на обращение: не более 24 часов в рабочее время

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Структура каталогов ПО

```
/opt/hrv-analyzer/
├── alembic/           # Скрипты миграции базы данных
├── app/              # Исходный код приложения
│   ├── api/         # Эндпоинты API
│   ├── core/        # Базовые настройки
│   ├── models/      # Модели данных
│   ├── processing/  # Модули обработки данных ВСП
│   ├── services/    # Бизнес-логика
│   ├── static/      # Статические файлы
│   ├── web/         # Веб-интерфейс
│   └── main.py       # Точка входа
├── nginx/            # Конфигурация веб-сервера
├── docker-compose.yml # Конфигурация контейнеров
├── Dockerfile        # Образ приложения
├── .env              # Переменные окружения
├── .env.example      # Пример переменных окружения
└── requirements.txt   # Зависимости Python
```

Приложение Б. Команды управления контейнерами

Команда	Описание
`docker compose up -d`	Запуск всех сервисов в фоновом режиме
`docker compose down`	Остановка и удаление контейнеров
`docker compose ps`	Просмотр статуса контейнеров
`docker compose logs -f`	Просмотр логов в реальном времени
`docker compose restart`	Перезапуск всех сервисов
`docker compose exec app <команда>`	Выполнение команды внутри контейнера приложения

Приложение В. Эндпоинты

Метод	Эндпоинт	Описание	Аутентификация
`GET`	`/`	Главная страница (веб-интерфейс)	Нет
`GET`	`/login`	Страница входа	Нет
`POST`	`/api/v1/auth/login`	Получение JWT-токена	Нет
`POST`	`/api/v1/auth/logout`	Выход из системы (инвалидация токена на клиенте)	JWT / API-ключ
`GET`	`/api/v1/auth/me`	Информация о текущем пользователе	JWT / API-ключ
`POST`	`/api/v1/analyses`	Загрузка файла для анализа (синхронно или асинхронно)	JWT / API-ключ
`GET`	`/api/v1/analyses`	Список анализов текущего пользователя	JWT / API-ключ
`GET`	`/api/v1/analyses/{analysis_id}`	Информация об анализе	JWT / API-ключ
`GET`	`/api/v1/analyses/{analysis_id}/result`	JSON-результат (только для `response_type=json`)	JWT / API-ключ
`GET`	`/api/v1/analyses/{analysis_id}/download`	Скачивание ZIP-архива с отчётом	JWT / API-ключ
`DELETE`	`/api/v1/analyses/{analysis_id}`	Удаление анализа	JWT / API-ключ

TE`	{analysis_id}`		
`GET`	`/api/v1/admin/users`	Список пользователей (только админ)	JWT / API-ключ
`POST`	`/api/v1/admin/users`	Создание пользователя (админ)	JWT / API-ключ
`GET`	`/api/v1/admin/users/{user_id}`	Данные пользователя (админ)	JWT / API-ключ
`PUT`	`/api/v1/admin/users/{user_id}`	Обновление пользователя (админ)	JWT / API-ключ
`POST`	`/api/v1/admin/users/{user_id}/api-key`	Генерация API-ключа (админ)	JWT / API-ключ
`PATCH`	`/api/v1/admin/users/{user_id}/block`	Блокировка/разблокировка (админ)	JWT / API-ключ
`GET`	`/api/v1/admin/plans`	Список тарифных планов (админ)	JWT / API-ключ
`GET`	`/admin/users`	Веб-страница управления пользователями	JWT (требуется роль `ADMIN`)
`GET`	`/admin/users/new`	Веб-страница создания пользователя	JWT (требуется роль `ADMIN`)
`GET`	`/admin/users/{user_id}`	Веб-страница редактирования пользователя	JWT (требуется роль `ADMIN`)
`GET`	`/health`	Проверка работоспособности (health check)	Нет
`GET`	/api/v1/analyses/{analysis_id}/result	JSON-результат (только для response_type=json)	JWT / API-ключ